
| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Protein Kinase Inhibitor K-252B research grade | Kat.Nr./Cat.No. : | 26865 |
|--|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|--------------------------|---|
| Summenformel formula | | $C_{26}H_{19}N_3O_5$ |
| Molekulargewicht molecular weight | | 453.5 |
| Aussehen appearance | | fast weißes Pulver off-white powder |
| Löslichkeit solubility | 2 mg/ml Methanol | klare farblose Lösung clear colorless solution |
| HPLC (%) | | min. 97.0 |
| TLC (%) | | min. 97.0 |
| Lagerung (°C) storage | | -15 bis/ to -25 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.