

Protein Kinase Inhibitor KT 5823
research grade

Kat.Nr./Cat.No. : 26874

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{29}H_{25}N_3O_5$
Molekulargewicht molecular weight		495.5
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Löslichkeit solubility	5 mg/ml Ethylacetate	klare farblose Lösung clear colorless solution
HPLC (%)		min. 97.0
TLC (%)		min. 97.0
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.