

Kaliumnitrat p.A. **Kat.Nr./Cat.No. :** **26883**
Potassium nitrate analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		KNO ₃
Molekulargewicht molecular weight		101.11
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	99.0 – 100.5
pH	5% in H ₂ O	4.5 – 8.5
Schwermetalle (%) heavy metals	als / as Pb	max. 0.001
Chlorid (%) chloride	Cl	max. 0.002
Nitrit (%) nitrite	NO ₂	max. 0.001
Sulfat (%) sulfate	SO ₄	max. 0.015
Eisen (%) iron	Fe	max. 0.001
Natrium (%) sodium	Na	max. 0.1
Ursprung/ origin		nicht tierisch/ non animal
Lagerung (°C) / storage		+15 bis/ to +30

Die physikalisch-chemischen Daten entsprechen den Anforderungen von Ph. Eur. und USP.
The physical/chemical data correspond to the requirements of Ph. Eur. and USP.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.