
Silicagel Silica Gel Desiccant, orange	Kat.Nr./Cat.No. :	27160
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Korngröße (mm) particle size		2 – 5
Spezifische Oberfläche (m²/g) specific surface		650 – 800
Adsorptionskapazität adsorption capacity		
bei 20 % rel. Feuchte (%) at 20 % rel. humidity	25 °C	> 8.0
bei 50 % rel. Feuchte (%) at 50 % rel. humidity	25 °C	> 20.0
bei 90 % rel. Feuchte (%) at 90 % rel. humidity	25 °C	> 28.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Regenerierung bei ca. 130 °C für etwa 4 Stunden.
Regeneration at about 130 °C for approx. 4 hours.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.