
Koprostanol p.A. **Kat.Nr./Cat.No. :** **27225**
Coprostanol analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₇ H ₄₈ O
Molekulargewicht molecular weight		388.7
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Reinheit purity	TLC	einheitlich one spot
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.