

Lecithin aus Eidotter rein
Lecithin from egg yolk pure

Kat.Nr./Cat.No. : 27608

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		gelbb beige Agglomerate yellowish agglomerate
Phosphatidylcholin (%) phosphatidylcholine		min. 60
unpolare Lipide (%) unpolar lipids		max 20.0
Jodzahl iodine number		min. 60.0
Peroxidzahl peroxid value		max. 3
Wasser (%) water	KF	max. 2.0
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.