

**Lubrol 17A17**

**Kat.Nr./Cat.No. :**

**28070**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weiße Schuppen white flakes
<b>Aktivgehalt (%)</b> active content		ca. 100
<b>Hydrophobe</b>		Cetylstearylalkohol cetylstearyl alcohol
<b>Löslichkeit</b> solubility	in H <sub>2</sub> O, 20 °C	entspricht corresponds
<b>pH</b>	1 % in H <sub>2</sub> O	7.0 – 9.0
<b>Schmelzpunkt (°C)</b> melting point		34 – 38
<b>Säurezahl (KOH/g)</b> acid number		0.0 – 1.0
<b>Hydroxylzahl</b> hydroxyl number		53.0 – 60.0
<b>Wasser (%)</b> water		max. 1.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis / to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.