

Maleinsäure p.A. Maleic acid analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	28337
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₄ H ₄ O ₄
Molekulargewicht molecular weight		116.07
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	99.0 – 101.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		132 – 139
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.