

Maltopentaose reinst research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	28384
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{30}H_{52}O_{26}$
Molekulargewicht molecular weight		828.7
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 97
$(\alpha)_D^{20^\circ C}$	3% in H ₂ O	+183° ± 2°
Wasser (%) water		max. 5.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.