

2-Mercaptoethanol reinst 2-Mercaptoethanol research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	28625
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂ H ₆ OS
Molekulargewicht molecular weight		78.13
Aussehen appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless solution
Gehalt (%) assay	iod. Titration iod. titration	min. 99.0
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.