
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl- β -D-glucosaminide p. A. **Kat.Nr./Cat.No. :** **29662**
analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₈ H ₂₁ NO ₈
Molekulargewicht molecular weight		379.4
Aussehen appearance		leicht beige Kristalle slightly beige crystals
Wasser (%) water	KF	< 1
Dünnschichtchromatographie thin-layer chromatography		einheitlich homogeneous
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.