

---

|   |                          |              |
|---|--------------------------|--------------|
| <b>4-Methylumbelliferylphosphat Na<sub>2</sub>-salz reinst</b>      | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>29670</b> |
| 4-Methylumbelliferyl phosphate·Na <sub>2</sub> -salt research grade |                          |              |

---

| <b>Parameter</b><br>parameter               | <b>Methode</b><br>method | <b>Spezifikation</b><br>specification                           |
|---|--------------------------|---|
| <b>Summenformel</b><br>formula              |                          | C <sub>10</sub> H <sub>7</sub> O <sub>6</sub> P·Na <sub>2</sub> |
| <b>Molekulargewicht</b><br>molecular weight |                          | 300.1   |
| <b>Aussehen</b><br>appearance               |                          | weißes Pulver<br>white powder                                   |
| <b>TLC</b>                                  |                          | einheitlich<br>homogeneous                                      |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage             |                          | -15 bis/ to -25   |

SERVA Electrophoresis GmbH

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.