

L-Milchsäure·Na-salz krist. reinst L-Lactic acid·Na-salt cryst. research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 29763
--	---------------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_3H_5O_3 \cdot Na$
Molekulargewicht molecular weight		112.1
Aussehen appearance		weißes körniges hygroskopisches Pulver white grained hygroscopic powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Löslichkeit solubility	1 % in H_2O	klar und farblos clear and colorless
$[\alpha]_D^{20}$	1 % in H_2O	$-12.0^\circ \pm 1.0^\circ$
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.