
Mitomycin C reinst, carrier-free Mitomycin C research grade, carrier-free	Kat.Nr./Cat.No. :	29800
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₅ H ₁₈ N ₄ O ₅
Molekulargewicht molecular weight		334.3
Aussehen appearance		blau-violettes Pulver purple to blue powder
Reinheit purity	HPLC TLC	min. 98.0 min. 98.0
Lagerung (°C) storage		+4 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.