
Mithramycin A rein Mithramycin A pure	Kat.Nr./Cat.No. :	29803
-------------------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₅₂ H ₇₆ O ₂₄
Molekulargewicht molecular weight		1085.2
Aussehen appearance		gelbes Pulver yellow powder
Gehalt (%) assay	HPLC TLC	min. 95.0
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.