

Naphthol-AS-BI-β-D-glucuronide reinst
research grade

Kat.Nr./Cat.No. :

29987

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₄ H ₂₄ BrNO ₉
Molekulargewicht molecular weight		548.4
Aussehen appearance		weißes bis grauweißes Pulver white to grey-white powder
Reinheit (%) purity	TLC	min. 98.0
Löslichkeit solubility	3% in THF	klar und farblos clear and colorless
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

SERVA Electrophoresis GmbH

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.