

---

<b>Naphthol-AS-BI-phosphat</b> reinst Naphthol-AS-BI-phosphate research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>29988</b>
--	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>18</sub> H <sub>15</sub> BrNO <sub>6</sub> P
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		452.20
<b>Aussehen</b> appearance		beiges Pulver beige powder
<b>Reinheit (%)</b> purity	HPLC	min. 95.0
<b>Wasser</b> water	KF	max. 5.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.