

|                                                                           |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Naphthol-AS-D-chloracetat</b> rein<br>Naphthol-AS-D-chloroacetate pure | <b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> | <b>29995</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|

| Parameter<br>parameter                      | Methode<br>method               | Spezifikation<br>specification                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Summenformel</b><br>formula              |                                 | C <sub>20</sub> H <sub>16</sub> NO <sub>3</sub> Cl            |
| <b>Molekulargewicht</b><br>molecular weight |                                 | 353.80                                                        |
| <b>Aussehen</b><br>appearance               |                                 | weißes bis fast weißes Pulver<br>white to almost white powder |
| <b>Gehalt (%)</b><br>assay                  | HPLC                            | min. 97.0                                                     |
| <b>Löslichkeit</b><br>solubility            | 1 % in Aceton<br>1 % in acetone | klare farblose Lösung<br>clear colourless solution            |
| <b>Identität</b><br>identity                | IR                              | entspricht<br>corresponds                                     |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage             |                                 | -15 bis/ to -25                                               |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.