

1-Naphthylacetat p. A. 1-Naphthyl acetate analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	30040
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₂ H ₁₀ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		186.21
Aussehen appearance		weiße bis fast weiße Kristalle white to off-white crystals
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		42 – 46
A 1cm/ 280 nm	0.001% in Methanol	min. 0.3
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.