

β-Nicotinamid adenindinucleotid p.A.
NAD analytical grade

Kat.Nr./Cat.No. : 30311

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2$
Molekulargewicht molecular weight		663.43
Aussehen appearance		weißes bis leicht hellgelbes Pulver white to slightly yellowish powder
NAD (%)	enzymatisch enzymatic aus/from ε340nm	min. 97.5
NAD (%)	spectrophotom. aus/from ε260nm	min. 98.0
Wasser (%) water	KF	max. 3.5
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.