

---

**$\beta$ -Nicotinamid adenindinucleotid reduziert- $\text{Na}_2$ -salz** reinst      **Kat.Nr./Cat.No. :**      **30312**  
NADH  $\cdot \text{Na}_2$ -salt reduced research grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula	NADH $\cdot \text{Na}_2$	$\text{C}_{21}\text{H}_{27}\text{N}_7\text{O}_{14}\text{P}_2 \cdot \text{Na}_2$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		709.4 (wasserfrei/ anhydrous)
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis hellgelbes Pulver white to yellowish powder
<b>NADH <math>\cdot \text{Na}_2</math>(%)</b>	enzym.	min. 98
<b>NADH (%)</b>	enzym.	min. 85
<b>NADH (%)</b>	aus/from $\epsilon$ 260nm	min. 85
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 6
<b>NAD (%)</b>	enzym.	max. 2
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.