

<b>Ninhydrin p.A.</b> analytical grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>30410</b>
---	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>9</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		178.2
<b>Aussehen</b> appearance		weiße bis gelbliche Kristalle white to yellowish crystals
<b>Gehalt (%)</b> assay	Titration (bez. a. getr. Subst./ calc. on dried subst.)	min. 99.0
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	125 – 130°C; 8h	9.0 – 11.0
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Empfindlichkeitstest</b> sensitivity to amino acids		entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.