

---

<b>Norit® A pract.</b> Norit® A pract.	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>30890</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Beschreibung</b> description	Aktivkohle aus Torf, säuregewaschen activated charcoal from peat, acid washed
<b>Aussehen</b> appearance	feines schwarzes Pulver fine black powder
<b>Wasser (%)</b> water	max. 10.0
<b>Salzsäurelösliche Bestandteile (%)</b> hydrochloric acid soluble components	max. 1.0
<b>Molassezahl</b> molasses number	max. 380
<b>Lagerung (°C)</b> storage	+15 bis / to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.