

**Nycodenz® 60% (w/v) Lösung in Wasser**  
Nycodenz® 60% (w/v) solution in water

**Kat.Nr./Cat.No. : 31000**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$C_{19}H_{26}I_3N_3O_9$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		821.1
<b>Aussehen</b> appearance		klare, farblose Lösung clear, colorless solution
<b>Dichte (g/ml)</b> density	20 °C	$1.310 \pm 0.002$
<b>Brechungsindex</b> refractive index	20 °C	$1.4273 \pm 0.0003$
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.