

Oligomycin rein Oligomycin pure	Kat.Nr./Cat.No. :	31175
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay (Mixture of Oligomycin A, B and C)	HPLC	min. 92 (total Oligomycin)
Schmelzpunkt (°C) melting point		84 – 100
Reinheit (%) purity	TLC	min. 92 (total Oligomycin)
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.