

<b>Paraformaldehyd</b> reinst Paraformaldehyde pure	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>31628</b>
--	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$(\text{CH}_2\text{O})_n$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		$(30.0)_n$
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	Titration	min. 95.0
<b>Sulfatasche (%)</b> sulfated ash		$\leq 0.05$
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis / to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.