

Patulin rein Patulin pure	Kat.Nr./Cat.No. :	31630
-------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₇ H ₆ O ₄
Molekulargewicht molecular weight		154.12
Aussehen appearance		weißes, krist. Pulver white, cryst. powder
Gehalt (%) assay	TLC HPLC	min. 98.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		105 – 112
Löslichkeit solubility	1% in CH ₂ Cl ₂ , 1% in DMSO	klar und farblos clear and colorless
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.