

PEFABLOC® SC

Kat.Nr./Cat.No. :

31682

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_8H_{10}NSO_2F \cdot HCl$
Molekulargewicht molecular weight		239.7
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 95.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		175 – 185
Löslichkeit solubility	20 g/ 100 ml H ₂ O	klar und farblos clear and colorless
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.