

Phenylmethansulfonylfluorid reinst
Phenylmethylsulfonyl fluoride research grade

Kat.Nr./Cat.No. : 32395

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₇ H ₇ FO ₂ S
Molekulargewicht molecular weight		174.19
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	GC	min. 99.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		90 – 94
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.