

| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Phosphorwolframsäure p.A. Phosphotungstic acid analytical grade | Kat.Nr./Cat.No. : | 32757 |
|---|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|--------------------------|--|
| Summenformel formula | | $H_3[P(W_3O_{10})_4] \cdot xH_2O$ |
| Molekulargewicht molecular weight | anhydrous | 2880.2 |
| Aussehen appearance | | weiße bis grünlichgelbe Kristalle white to greenish yellow crystals |
| Chlorid (%) chloride | | max. 0.005 |
| Sulfat (%) sulfate | | max. 0.01 |
| Gesamtstickstoff (%) total nitrogen | | max. 0.002 |
| Blei (%) lead | | max. 0.002 |
| Eisen (%) iron | | max. 0.002 |
| Kalium (%) potassium | | max. 0.02 |
| Kupfer (%) copper | | max. 0.001 |
| Natrium (%) sodium | | max. 0.02 |
| Glühverlust (%) | 750°C | max. 17.0 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis / to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.