

Polysorbate 80 for biochemistry

Kat.Nr./Cat.No. : 33100

| Parameter parameter | Spezifikation specification |
|--|---|
| Aussehen appearance | viskose leicht gelbliche Flüssigkeit viscous slightly yellowish liquid |
| Säurezahl (mg KOH/g) acid value | max. 2.0 |
| Verseifungszahl (mg KOH/g) saponification number | 45 – 55 |
| Hydroxylzahl (mg KOH/g) hydroxyl number | 65 – 80 |
| Spezifisches Gewicht (25°C) specific gravity | 1.06 – 1.09 |
| Schwermetalle (ppm) heavy metals | max. 10 |
| Ursprung origin | nicht tierisch non animal |
| Lagerung (°C) storage | +15 bis / to +30 |

Die Fettsäuren dieses Produkts sind pflanzlichen Ursprungs.
The fatty acids of this detergent are of vegetal origin.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.