
Polyethylenimin 50% Lösung in Wasser Polyethyleneimine 50% solution in water pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	33141
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		farblose bis blaßgelbe, viskose Flüssigkeit colorless to yellowish, viscous liquid
pH	5 % (w/w) in H ₂ O	10 – 12
Nichtflüchtige Anteile (%) non-volatile matter	IR-Trocknung IR-drying	48.0 – 52.0
Scheinbare Viskosität (mPas) apparent viscosity		18 000 – 40 000
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.