
| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Polyclar® AT pract. | Kat.Nr./Cat.No. : | 33162 |
| Polyclar® AT pract. | | |

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Aussehen appearance | | weißes Pulver white powder |
| pH | 1 % in H ₂ O | 5.0 – 8.0 |
| Sulfatasche (%) sulfated ash | | < 0.1 |
| Schwermetalle (ppm) heavy metals | als/ as Pb | max. 10 |
| Wasserlösliche Substanzen (%) water soluble substances | | < 0.2 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.