

Poly-L-Lysin 70 000·HBr reinst	Kat.Nr./Cat.No. :	33225
Poly-L-lysine 70 000·HBr research grade		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$(C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HBr)_n$
mittleres Molekulargewicht average molecular weight	Viskosität viscosity	70 000 – 150 000
Aussehen appearance		weißes Lyophilisat white lyophilisate
Polymerisationsgrad degree of polymerisation	Viskosität viscosity	335 – 717
Wasser (%) water	KF	max. 10.0
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.