
Polyvinylpyrrolidon 15 pract. Polyvinylpyrrolidone 15 pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	33422
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 10 000
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Farbe color	Hazen 5% Lösung/ solution	max. 100
Wasser (%) water	KF	max. 5.0
pH	5% in H ₂ O	3.0 – 5.0
Schwermetalle (%) heavy metals	als/ as Pb	max. 0.001
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.