

<b>Polyvinylsulfat-K-salz</b> rein Polyvinylsulphate-K-salt pure	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>33426</b>
---	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$(C_2H_3O_4SK)_n$ $n \geq 1\ 500$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		$(162.21)_n$
<b>Aussehen</b> appearance		elfenbeinfarbenes bis bräunliches Pulver ivory-colored to brownish powder
<b>Veresterungsgrad (%)</b> esterification degree	nach Trocknung after drying	min. 90.0
<b>Löslichkeit</b> solubility	1.2 mg/ml in H <sub>2</sub> O	klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung clear, colourless to pale yellow solution
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis / to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.