

Ponceau S Lösung für Elektrophorese (0.2 %)
Ponseau S solution for electrophoresis (0.2 %)

Kat.Nr./Cat.No. : 33427

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		rote Lösung red solution
Konzentration concentration		0.2% in 3% TCA
A 1cm/524nm	1:100 verd. in H ₂ O 1:100 diluted in H ₂ O	min. 0.9
Proteinfärbung protein staining	CAF	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.