
Propidiumjodid reinst Propidium iodide research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	33671
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{27}H_{34}N_4^{2+} \cdot 2I^-$
Molekulargewicht molecular weight		668.4
Aussehen appearance		feines, weinrotes Pulver fine, dark-red powder
Reinheit (%) purity	HPLC	min. 95.0
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.