

Detergent 7 X[®] neutral, phosphatfrei
Detergent 7 X[®] neutral, phosphate-free

Kat.Nr./Cat.No. : 34205

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weiß-gelbliche, viskose Flüssigkeit white-yellowish, viscous liquid
Anwendung use		Reinigung cleaning procedures
pH	1:10 verd./ dil. in H ₂ O	7,0 – 8,0
Leitfähigkeit (mS/ cm) conductivity	1:10 verd./ dil. in H ₂ O	max. 5,0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.