

SERVA Silver Stain Kit
for Native PAGE

Kat.Nr./Cat.No. : 35077

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Anwendung
application

native PAGE

Inhalt
content

500 ml Trichloroacetic acid
25 x 30mg Natriumthiosulfate · 5 H₂O
250 ml Silver nitrate solution
1.5 ml Formaldehyde
500 ml Sodium carbonate solution
500 ml Citric acid solution

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.