
Silicon-Antischaum-Emulsion, 30% Silicone antifoam emulsion, 30%	Kat.Nr./Cat.No. :	35119
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weiße Emulsion white emulsion
Gehalt (%) assay	Polydimethylsiloxane	28.0 – 32.0
pH		2.0 – 3.0
Antischaumaktivität (s) defoaming activity	USP	max. 15
Schwermetalle (ppm) heavy metals	USP	max. 5
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs.

This product does not contain any components of animal origin.

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der USP.

The physical/ chemical data correspond to the requirements of USP.

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. We do not guarantee that the product can be used for a special application.</p>
--