
Siliconöl DC 200; 100 cst pract. Silicone DC 200 fluid; 100 cst pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	35135
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, viskose Flüssigkeit clear, viscous liquid
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Dichte (g/ml) specific gravity		0.962 – 0.968
Brechungsindex refractive index	25 °C	1.4020 – 1.4040
Viskosität (cSt; 25 °C) viscosity		95.0 – 105.0
Flüchtige Bestandteile (%) volatile content		max. 0.5
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.