

Siliconöl DC 200; 350 cst pract.
Silicon DC 200 fluid; 350 cst pract.

Kat.Nr./Cat.No. : 35136

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, viskose Flüssigkeit clear, viscous liquid
Dichte (g/ml) specific gravity		0.966 - 0.972
Brechungsindex refractive index	25°C	1.4025 - 1.4045
Viskosität (mm²/s) viscosity		332.5 - 367.5
Flüchtige Bestandteile (%) volatile content		max. 0.5
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.