

Siliconöl DC 710; 500 cst pract.
Silicone DC 710 fluid; 500 cst pract.

Kat.Nr./Cat.No. : 35149

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, viskose Flüssigkeit clear, colorless liquid
Dichte (g/ml) specific gravity	25°C	1.10 – 1.11
Brechungsindex refractive index	25°C	1.5300 - 1.5380
Viskosität (cst) viscosity	25°C	450.0 – 550.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.