
α-Sophorose reinst α-Sophorose research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	35208
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ ·H ₂ O
Molekulargewicht molecular weight		360.3
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 98.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.