
Spermidin-3HCl reinst Spermidine-3HCl research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	35285
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₇ H ₁₉ N ₃ ·3HCl
Molekulargewicht molecular weight		254.6
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.