

Synperonic® F68 pract.

Kat.Nr./Cat.No. :

35724

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 8300
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
pH	EN 1262 Lösung/ solution B	5.0 – 8.0
pH	5 % in H ₂ O	5.0 – 8.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Trübungspunkt (°C) cloud point	EN 1890 Verfahren/ method B (in 5 % NaCl Lösung/ solution)	86.0 – 90.0
Iod-Farbzahl iodine colour	EN 1557, 70 °C	max. 2.0
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.