

Synperonic® F108 pract.

Kat.Nr./Cat.No. :

35726

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		ca. 14 000
<b>Aussehen</b> appearance		weiße Schuppen white flakes
<b>Löslichkeit</b> solubility	2.5% in H <sub>2</sub> O	klare Lösung clear solution
<b>Farbe (Hazen)</b> colour	25% in H <sub>2</sub> O	max. 50
<b>Schmelzpunkt (°C)</b> melting point		55 – 60
<b>Hydroxylzahl (mg KOH/g)</b> hydroxyl number		6.5 – 8.9
<b>pH</b>	2.5% in H <sub>2</sub> O	5.0 – 7.5
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 0.75
<b>Sulfatasche (%)</b> sulfated ash		max. 0.2
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.