

<b>Testosteron</b> reinst Testosterone research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>35800</b>
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>19</sub> H <sub>28</sub> O <sub>2</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		288.4
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis cremeweißes Pulver white to off-white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	UV	97.0 – 103.0
<b>Identität</b> identity	Ph.Eur.	entspricht corresponds
<b>[α]<sub>D</sub>/20°C</b>	1% in Ethanol abs.	+106° bis / to +114°
<b>verwandte Substanzen</b> related substances	Ph.Eur.	entspricht corresponds
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	105°C; 2h	max. 1.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph.Eur..**  
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph.Eur..

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.