

Testosteron propionat reinst Testosterone propionate research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	35805
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{22}H_{32}O_3$
Molekulargewicht molecular weight		344.5
Aussehen appearance		weißes bis cremeweißes Pulver white to off-white powder
Gehalt (%) assay	UV (ber. auf Trockensubst./ calc. on dried subst.)	97.0 – 103.0
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Schmelzpunkt (°C) melting point		119 - 123
[α]_D/20°C	1% in Ethanol abs.	+84° bis / to +90°
Trocknungsverlust (%) loss on drying	105°C; 2h	max. 0.5
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.